

ROTEC

VersaTech Bariatrique

Lit à profil Ultra-Bas avec option de système d'assistance motorisé VersaDrive



Modèle V1100 ULB



Capacité de charge de 500 kg (1100lb) pour usage bariatrique



Balance intégrée avec système de détection de sortie de lit 3 zones



Lit à profil Ultra-Bas 21 cm (8") pour prévenir les blessures liées aux chutes



Pied de lit ergonomique



Robuste, fiable et facile à utiliser



Structure recouverte d'une peinture cuite antimicrobienne facilement nettoyable



Le lit bariatrique le plus bas au monde



Panneau de contrôle facile à utiliser



Facilement extensible en largeur et en Longueur avec des boutons poussoirs

- › **Balance intégrée** avec système de détection de sortie de lit 3 zones, signal d'avertissement intégré au port DB-37 et indicateur visuel et sonore
- › **Pied de lit** ergonomique intégrant porte-pompe et porte-accessoires
- › Facilement **extensible en largeur** (boutons poussoirs) pour accueillir des matelas de 91 cm, 99 cm, 107 cm, 122 cm (36", 39", 42" et 48")
- › Facilement **extensible en longueur**, sans outils, de 203 cm à 213 cm à 223 cm (80" à 84" à 88")
- › **Capacité de charge** de 500 kg (1100 lb) pour usage bariatrique
- › Lit ultra-bas de 21 cm (8") : **prévient les blessures liées aux chutes**
- › Moteurs CC ultra-silencieux
- › Batterie de secours pour une autonomie temporaire
- › Facile à entretenir avec des composants à connexion rapide
- › **Frein central**: une pédale au pied du lit
- › Tête et pied de lit en composite léger pour faciliter l'utilisation
- › Structure d'acier recouverte d'une peinture cuite **antimicrobienne**, facilement nettoyable
- › **Roues** doubles antistatiques de 125 mm (5")
- › 2 paires de côté de lit demi-longueur en composite
- › Manette patient avec **auto-contour**
- › Contrôle patient intégré dans les côtés de lit avec auto-contour, éclairage sous le lit et **appel infirmier**
- › Appel infirmier dans les côtés de lit avec sortie DB-37
- › Contrôle infirmier intégré dans le pied de lit, simple d'utilisation
- › Verrouillage des fonctions du lit à partir du contrôle infirmier au pied du lit
- › Butée d'arrêt de matelas au pied et côtés de lit
- › Indicateur d'angle du dossier
- › Ajustement en Trendelenburg accessible d'une seule touche
- › Veilleuse double sous le lit
- › Multiples ouvertures pour les sangles de contentions
- › Parechocs à la tête du lit
- › Supports pour tige à soluté et pour bonbonne d'oxygène
- › Support pour trapèze
- › **CPR électrique**
- › **CPR mécanique** - 2 poignées
- › Fabriqué au Canada
- › Certifié CSA selon les normes canadiennes, américaines et internationales



Options

- › Prise auxiliaire située à l'extrémité du pied du lit
- › Système d'assistance motorisé VersaDrive: le plus facile et le plus intuitif sur le marché. Cette option n'affecte pas la caractéristique ultra-basse du lit.

Électronique

Voltage	220/230/240 Vac	120 Vac
Ampérage	7.15 A max	9.65 A max
Fréquence	50Hz	60Hz
Courant de fuite	<300 microamps	<300 microamps
Batterie	2.85aH Lithium (Lit) 9aH NiMH (Option Drive)	2.85aH Lithium (Lit) 9aH NiMH (Option Drive)
Précision balance	±1 kg en service	±2.2 lb en service

Accessoires

- › Barre avec trapèze
- › Tige à soluté
- › Tige à soluté rétractable à gauche et/ou à droite
- › Support pour bonbonne d'oxygène
- › Câble adaptateur DB-37
- › Manette supplémentaire
- › Chariot de transport
- › Protège ridelles
- › Matelas V1100 avec 2 extensions de largeur

Spécifications techniques

Largeur de la plateforme:	Ajustable de 89 cm à 97 cm à 104 cm à 119 cm (35" à 38" à 41" à 47")	Hauteur maximale:	81 cm (32")
Largeur hors tout à 89 cm (35"):	101 cm (40")	Capacité de charge:	500 kg (1100 lb)
Largeur hors tout à 119 cm (47"):	132 cm (52")	Angle du dossier:	70°
Longueur de la plateforme:	203 cm à 213 cm à 223 cm (80" à 84" à 88")	Angle des jambes:	32°
Longueur hors tout à 203 cm (80"):	237 cm (93 1/8")	Position Trendelenburg:	-14° à +14°
Longueur hors tout à 223 cm (88"):	257 cm (101 1/8")	Dégagement sous le lit:	14,9 cm (5 7/8")
Hauteur minimale:	21 cm (8")	Poids du lit:	263 kg (580 lb)
		Prise de courant auxiliaire:	120V 5A ou 220V 2,5A
		Autonomie du système d'assistance motorisé:	~ 8 km (5 miles)