

ROTEC

VersaTech Med-Surg

Lit à profil Ultra-Bas avec barrières latérales au design unique réduisant les risques de chutes et les blessures



Modèle V600 ULB



Capacité de charge de 272 kg (600 lb)



Balance intégrée avec système de détection de sortie de lit 3 zones



Robuste, fiable et facile à utiliser



Pied de lit ergonomique avec barrières latérales au design unique 1/3-2/3



Lit à profil Ultra-Bas 21 cm (8") pour prévenir les blessures liées aux chutes



Structure recouverte d'une peinture cuite antimicrobienne facilement nettoyable



Le lit Med-Surg le plus bas au monde



Panneau de contrôle facile à utiliser



Barrières latérales au design unique 1/3 - 2/3

- › **Balance intégrée** avec système de détection de sortie de lit 3 zones, signal d'avertissement intégré au port DB-37 et indicateur visuel et sonore
- › **Pied de lit** ergonomique intégrant porte-pompe et porte-accessoires
- › Facilement **extensible en longueur**, sans outils, de 203 cm à 213 cm à 223 cm (80" à 84" à 88")
- › **Capacité de charge** de 273 kg (600 lb)
- › Lit ultra-bas de 21 cm (8") : **prévient les blessures liées aux chutes**
- › Moteurs CC ultra-silencieux
- › Batterie de secours pour une autonomie temporaire
- › Facile à entretenir avec des composants à connexion rapide
- › **Frein central**: une pédale au pied du lit
- › Tête et pied de lit en composite léger pour faciliter l'utilisation
- › Structure d'acier recouverte d'une peinture cuite **antimicrobienne**, facilement nettoyable
- › **Roues** doubles antistatiques de 125 mm (5")
- › **2 paires de barrières latérales au design unique 1/3 - 2/3**
- › Manette patient avec **auto-contour**
- › Contrôle patient intégré dans les côtés de lit avec auto-contour, éclairage sous le lit et **appel infirmier**
- › Appel infirmier dans les côtés de lit avec sortie DB-37
- › Contrôle infirmier intégré dans le pied de lit, simple d'utilisation
- › Verrouillage des fonctions du lit à partir du contrôle infirmier au pied du lit
- › Butée d'arrêt de matelas au pied et côtés de lit
- › Indicateur d'angle du dossier et de Trendelenburg
- › Ajustement en Trendelenburg accessible d'une seule touche
- › Veilleuse double sous le lit
- › Multiples ouvertures pour les sangles de contentions
- › Parechocs à la tête du lit
- › Supports pour tige à soluté et pour bonbonne d'oxygène
- › Support pour trapèze
- › **CPR électrique**
- › **CPR mécanique** - 2 poignées
- › Fabriqué au Canada
- › Certifié CSA selon les normes canadiennes, américaines et internationales



Options

- › Prise auxiliaire située à l'extrémité du pied du lit

Électronique

Voltage	220/230/240 Vac	120 Vac
Ampérage	6.25 A max	8.75 A max
Fréquence	50Hz	60Hz
Courant de fuite	<300 microamps	<300 microamps
Batterie	2.85aH Lithium (Lit)	2.85aH Lithium (Lit)
Précision balance	±1 kg en service	±2.2 lb en service

Accessoires

- › Barre avec trapèze
- › Tige à soluté
- › Tige à soluté rétractable à gauche et/ou à droite
- › Support pour bonbonne d'oxygène
- › Câble adaptateur DB-37
- › Manette supplémentaire
- › Chariot de transport
- › Protège ridelles

Spécifications techniques

Largeur de la plateforme: 88,3 cm (34 3/4")

Largeur hors tout: 102 cm (40 1/4")

Longueur de la plateforme: 203 cm à 213 cm à 223 cm (80" à 84" à 88")

Longueur hors tout à 203 cm (80"): 237 cm (93 1/8")

Longueur hors tout à 223 cm (88"): 257 cm (101 1/8")

Hauteur minimale: 21 cm (8")

Hauteur maximale: 81 cm (32")

Capacité de charge: 273 kg (600 lb)

Angle du dossier: 70°

Angle des jambes: 32°

Position Trendelenburg: -15° à +15°

Dégagement sous le lit: 14,9 cm (5 7/8")

Poids du lit: 245 kg (539 lb)

Prise de courant auxiliaire: 120V 5A ou 220V 2,5A