

Série R-200

Matelas mi-ferme composé d'un laminage de mousse haute-résilience et mousse moelleuse assurant une douce sensation uniforme de confort. D'entretien facile, le modèle Série R-200 est offert dans une variété de formats. Il est traité antibactérien, anti moisissures, antifongique et ignifuge. Le tissu de polyuréthane-polyester flexible contribue à réduire la pression.


Le Série R-200 est recouvert d'un filet anti-feu Integrity 30 afin de le rendre auto-extinguible. Il rencontre les normes d'inflammabilité CAN / ULC S-137 et CAL TB-129.



Enveloppe avec fermeture éclair fait de polyester laminé sur polyuréthane antibactérien, antifongique, anti moisissure et ignifuge.

Poignées ultra résistantes

- Hauteur 6"
- Garantie 5 ans / Prorata sur défaut de fabrication. Les frais de transport et de manutention sont exclus.



Couche en mousse haute densité
2.0 lb / 25 lb compression

Supports latéraux en mousse
haute densité
2.0 lb / 70 lb compression.

Base en mousse haute densité
2.5 lb / 40 lb compression.

Dimensions standard disponibles :

35" x 80" x 6"	89 cm x 203 cm x 15,24 cm
36" x 80" x 6"	91,4 cm x 203 cm x 15,24 cm
39" x 80" x 6"	99 cm x 203 cm x 15,24 cm
48" x 80" x 6"	122 cm x 203 cm x 15,24 cm

Dimensions personnalisées (sur demande)