

Série R-300

Matelas moelleux composé d'un centre de mousse haute-résilience et recouvert de mousse viscoélastique prévenant les escarres de pression tout en assurant une douce sensation uniforme de confort. D'entretien facile, le modèle Série R-300 est offert dans une variété de formats. Il est antibactérien, antimoisissures, antifongique et ignifuge. Le tissu de polyuréthane-polyester flexible contribue à réduire la pression.


Le Série R-300 est recouvert d'un filet anti-feu Integrity 30 afin de le rendre auto-extinguible. Il rencontre les normes d'inflammabilité CAN / ULC S-137 et CAL TB-129.



Enveloppe avec fermeture éclair fait de polyester laminé sur polyuréthane antibactérien, antifongique, anti moisissure et ignifuge.

Poignées ultra résistantes

- Hauteur 6"
 - Garantie 5 ans / Prorata sur défaut de fabrication.
- Les frais de transport et de manutention sont exclus.



Couche confort Serene™ en mousse mémoire à reprise rapide.

Supports latéraux en mousse haute densité 2.0 lb / 70 lb compression.

Base en mousse haute densité 2.5 lb / 40 lb compression avec canaux ventilés

Dimensions standard disponibles :

35" x 80" x 6"	89 cm x 203 cm x 15,24 cm
36" x 80" x 6"	91,4 cm x 203 cm x 15.24 cm
39" x 80" x 6"	99 cm x 203 cm x 15.24 cm
48" x 80" x 6"	122 cm x 203 cm x 15.24 cm

Dimensions personnalisées (sur demande)