

Série préventive

R150 PLUS

Dimensions : 36" x 80" x 6" (90 cm x 200 cm x 15 cm)

- Housse de PU sans PVC, antifongique, anti-acarien et ignifuge
- Matériel durable, flexible qui contribue à la réduction des points de pressions
- 2 poignées ultra résistantes
- Découpe spéciale afin de répartir les points de pressions
- Les passages d'air gardent l'utilisateur au sec et au frais en empêchant l'accumulation de chaleur
- Mousse d'une densité de 22 kg/m³
- Filet anti-feu afin de le rendre auto-extinguible. Il rencontre les normes d'inflammabilité CAN/ULC S-137 et 16 CFR Part 1633 (US)



Code produit : R150P36806-S137



Étanche aux liquides



Ignifuge



**Antifongique
Anti-acarien**



Housse transpirante