



VersaTech 1100 ULB

Cama Bariátrica Ultra Baja



Especificaciones técnicas

Ancho de la plataforma:	ajustable de 89 cm a 97 cm a 104 cm a 119 cm a 134 cm (35" a 38" a 41" a 47" a 53")
Ancho total a 35":	101 cm (40")
Ancho total a 53":	144 cm (57")
Longitud de la plataforma:	203 cm a 213 cm a 223 cm (80" a 84" a 88")
Longitud total a 80":	237 cm (93 1/8")
Longitud total a 88":	257 cm (101 1/8")
Altura mínima:	21 cm (8")

Altura máxima:	81 cm (32")
Capacidad de carga:	499 kg (1100 lb)
Ángulo del respaldo:	70°
Ángulo del pie:	34°
Posición de Trendelenburg:	-14° a +14
Espacio debajo de la cama:	14,9 cm (5 7/8")
Peso de la cama:	199 kg (438 lb)

VersaTech 1100 ULB

Características

- Fácilmente extensible en lo ancho (botones de presión) que puede acomodar colchones de 36", 42", 48" e incluso 54" (opción de comprar colchón V1100 con 3 extensiones)
- 499 kg (1100 lb) de capacidad de carga.
- Prevención de caídas. Cama ultra baja 21 cm (8").
- Motores DC ultra silenciosos. El más silencioso del mercado, ayuda a mantener un ambiente tranquilo y relajado.
- Batería de emergencia para autonomía temporal
- Fácil mantenimiento gracias a sus componentes de conexión rápida
- Sistema de frenos centralizados: 2 pedales en la sección pies, 1 a cada lado
- Cabecera y pie de cama de material compuesto ligero para facilitar su uso
- Plataforma de acero con pintura horneada antimicrobiano, fácil de limpiar
- Ruedas dobles antiestáticas de 125 mm (5")
- 2 pares de barandas de media longitud
- 1 control remoto con función auto contorno
- Control del paciente integrado en los lados de la cama con auto contorno, luz y timbre de llamada
- Llamada de enfermera en los lados de la cama con salida DB-37
- Control de enfermería integrado en el pie de la cama, fácil de usar
- Bloqueo de las funciones de la cama desde el control de enfermería al pie de la cama
- Retenedor de colchón al pie y al lado de la cama
- Indicador del ángulo del respaldo
- Fácilmente extensible en longitud sin herramientas de 203 cm a 213 cm a 223 cm (80" a 84" a 88")
- Ajuste en Trendelenburg de un solo toque
- Luz nocturna
- Múltiples aberturas para correas de sujeción
- Parachoques en la cabecera de la cama
- Soporte para porta sueros
- Soporte de trapecio
- RCP eléctrica
- RCP mecánica - 2 palancas
- Certificación CSA según las normas canadienses y estadounidenses
- Producto auténtico canadiense

Accesorios

- Barra con trapecio
- Porta sueros
- Porta sueros retráctil izquierdo
- Porta sueros retráctil recto
- Soporte para bomba
- Cable adaptador DB-37
- Control remoto adicional
- Carretilla de transporte
- Cojín de extensión de colchón de largo de 4"
- Colchón v1100 con 3 extensiones de ancho

Electrónico

- Voltaje: 120 V (CA)
- Amperaje: 4A
- Frecuencia: 60 Hz
- Corriente de fuga: <300 microamperios
- Batería: ácido de plomo sellado 1.2aH, 2 x 12v
- Precisión de la báscula (independientemente de la posición de la cama): 1% del peso del paciente



Opciones

- Báscula incorporada con sistema de detección de salida de cama de 2 zonas, señal de advertencia integrada en el puerto DB-37, indicador visual y sonoro.