



VersaTech 1100 ULB

Lit bariatrique à profil Ultra-Bas avec système d'assistance motorisé VersaDrive



Spécifications techniques

Largeur de la plateforme :	Ajustable de 35" à 38" à 41" à 47" (89 cm à 97 cm à 104 cm à 119 cm)
Largeur hors tout à 35" :	40" (101 cm)
Largeur hors tout à 48" :	52" (132 cm)
Longueur de la plateforme :	80" à 84" à 88" (203 cm à 213 cm à 223 cm)
Longueur hors tout à 80" :	93 1/8" (237 cm)
Longueur hors tout à 88" :	101 1/8" (257 cm)
Hauteur minimale :	8" (21 cm)

Hauteur maximale :	32" (81 cm)
Capacité de charge :	1100 lb (499 kg)
Angle du dossier :	70°
Angle du pied :	34°
Position Trendelenburg :	-14° à +14° (degrés)
Dégagement sous le lit :	5 7/8" (14,9 cm)
Poids du lit :	580 lb (263 kg)
Prise de courant auxiliaire :	120V 5A
Autonomie du système d'assistance motorisé :	+/- 8km

VersaTech 1100 ULB

avec
VersaDrive

Caractéristiques

- Pied de lit ergonomique qui intègre un support à pompe et à accessoires
- Système d'assistance motorisé VersaDrive en option, le plus simple d'utilisation et le plus intuitif sur le marché
- Facilement extensible en largeur (boutons poussoir) pouvant accommoder des matelas de 36", 39", 42" et même 48" (possibilité d'acheter matelas V1100 avec 2 extensions)
- Capacité totale de 1100 lb (499 kg) pour usage bariatrique
- Prévention des chutes. Lit à profil ultra-bas 8" (21 cm)
- Moteurs CC ultra silencieux, permet de maintenir un environnement calme et détendu
- Batterie d'urgence pour autonomie temporaire
- Facile à entretenir avec des composantes à connexion rapide
- Frein central : une pédale au pied du lit
- Tête et pied de lit en composite, légères pour une utilisation facile
- Structure d'acier recouverte d'une peinture cuite antimicrobienne, facilement nettoyable
- Roues doubles antistatiques de 5" (125 mm)
- 2 paires de côté de lit demi-longueur en composite
- Manette patient avec auto-contour
- Contrôle patient intégré dans les côtés de lit avec auto-contour, lumière et cloche d'appel
- Appel Infirmier dans les côtés de lits avec sortie DB-37
- Contrôle infirmier intégré dans le pied de lit, simple d'utilisation
- Verrouillage des fonctions du lit à partir du contrôle infirmier au pied du lit
- Butée d'arrêt de matelas au pied et côtés de lit
- Indicateur d'angle du dossier
- Facilement extensible en longueur sans outils de 80" à 84" à 88" (203 cm à 213 cm à 223 cm)
- Ajustement en Trendelenburg accessible d'une seule touche
- Veilleuse double sous le lit
- Multiples ouvertures pour sangles de contentions
- Parechocs à la tête du lit
- Support pour tige à soluté
- Support pour trapèze
- CPR électrique
- CPR mécanique - 2 poignées
- Certifié CSA selon les normes canadiennes, américaines et internationales
- Authentique produit Québécois

Options

- Balance intégrée avec système de détection de sortie de lit 2 zones, signal d'avertissement intégré au port DB-37 et indicateur visuel et sonore
- Prise de courant auxiliaire au pied du lit
- Système d'assistance motorisé VersaDrive

Accessoires

- Barre avec trapèze
- Tige à soluté
- Tige à soluté rétractable Gauche
- Tige à soluté rétractable Droite
- Support pour bonbonne à oxygène
- Câble adaptateur DB-37
- Manette supplémentaire
- Chariot de transport
- Coussin d'extension de matelas en longueur de 4"
- Matelas V1100 avec 2 extensions en largeur
- Protège ridelles

Électronique

- Voltage: 120 V AC
- Ampérage: 9.65 A max
- Fréquence: 60Hz
- Courant de fuite : < 300 micro-ampères
- Batterie : acide plomb scellé de 1.2Ah, 2 x 12v
- Précision de la balance (peu importe la position du lit) +/- 2% + 1kg (+/- 2% + 2lb)

